


Кроличыи Поликлональные Антитела К Esrα Для Вб, Ифа - P03372

Артикул: CM0015078



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против альфа-рецептора эстрогена человека (ESRα, ER-α). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Реагируют перекрестно с ESRα человека и мыши. Предназначены для научных исследований в области гормональной сигнализации, биологии рака и разработки лекарственных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRα Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESRα
Вид	Человек
GeneID (человек)	2099
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность в пределах аминокислот 516-595 ESRα человека (NP_000116.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P03372
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Холодовая упаковка