


Анти-Esrra (Err-Альфа) Кроличья Поликлональная Антитела - P11474

Артикул: CM0013524



введение

Надежные кроличьи поликлональные антитела к ESRRα для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Обнаруживают ESRRα человека, мыши, крысы. Поддерживают исследования энергетического метаболизма и ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRRα Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERR1; ERRα; ESRL1; NR3B1; ERRαalpha; ESRRα
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2101
GeneID	2101
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-76 человеческого ESRRα (NP_004442.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11474
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом