


Кроличье Моноклональное Антитело Против Esrra Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P11474

Артикул: CM0005304



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ESRRa (ERRalpha), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белку. Идеально для исследований энергетического метаболизма и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRRa Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRa
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2101
GeneID	2101
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11474
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом