


Кроличыи Поликлональные Антитела К Esrra Для Wb, If/Icc, Elisa - P11474

Артикул: CM0023990



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ESRRA (ERR-альфа), ядерному рецептору, участвующему в энергетическом обмене. Валидированы для методов WB, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований транскрипционной регуляции и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRRA кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
Вид	Человек
GeneID	2101
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-76 человеческого ESRRA (NP_004442.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11474
Молекулярная масса белка	46 кДа
Транспортировка	Хладопакет