


Кроличья Поликлональная Антитело Против Esrrb Для Вб, Ифа - O95718

Артикул: CM0014741



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому ESRRB (ERRβ), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный ESRRB в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований плюрипотентности стволовых клеток и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRRB Кроличья пАнт
Примечания/Алиасы	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNБ35; ERRbeta2; ERR бета-2; ESRRB
Вид	Человек
ID гена (человек)	2103
ID гена	2103
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого ESRRB (NP_004443.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95718
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет