

Анти-Esrrg Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P62508

Артикул: CM0005783



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого ESRRG (эстроген-связанный рецептор гамма), валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRRG кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2104
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ESRRG (P62508).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P62508
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом