


Кроличья Поликлональная Антитело Против Альфа-Рецептора Эстрогена (Фосфо S106) Для Wb, If/Icc - P03372

Артикул: CM0001855



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, направленное на альфа-рецептор эстрогена (ESR1) по серину 106. Реагирует с видами человека и мыши. Подходит для WB и IF/ICC в исследованиях в области биологии рака и эндокринологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ESRα-S106 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S106
Вид	Человек
GeneID (человек)	2099
GeneID	2099
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P03372
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом