


Кроличьи Поликлональные Антитела К Эстрогеновому Рецептору Бета Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92731

Артикул: CM0030239



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого эстрогенового рецептора бета (ER-beta, ESR2). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Нацелены на ядерный гормональный рецептор, участвующий в эстрогеновой сигнализации в репродуктивных и других тканях. Идеальны для разработки наборов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Эстрогеновый рецептор бета, кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA; Эстрогеновый рецептор бета
Вид	Человек
ID гена	2100
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92731
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом