

Кроличыи Поликлональные Антитела K Esys1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsj8

Артикул: CM0017666

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку ESYT1 человека, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Мишенью является extended synaptotagmin-1 — белок, связывающий эндоплазматический ретикулум с клеточной мембраной, участвующий в кальциевой сигнализации и транспорте липидов. Для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ESYT1 кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	MBC2; FAM62A; ESYT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23344
ID гена	23344
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-220 ESYT1 человека (NP_056107.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
Swiss-Prot	Q9BSJ8
Молекулярная масса белка	123 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом