

Поликлональное Антитело Anti-Etfa Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - P13804

Артикул: CM0026840



введение

Кроличье поликлональное антитело против альфа-субъединицы электрон-транспортного флавопротеина человека (ETFA), валидированное для применения в WB, IHC-P, IP и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения митохондриального окисления жирных кислот и исследований глутаровой ацидурии II типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETFA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EMA; GA2; MADD; ETFA
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	2108
Идентификатор гена	2108
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-333 человеческого ETFA (NP_000117.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13804
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом