

Кроличья Поликлональная Антитело Против Etfa [Верифицировано Нокаутом] - P13804

Артикул: CM0023696



введение

Кроличья поликлональная антитело против ETFA, валидированная методом нокаута. Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с ETFA человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального окисления жирных кислот и метаболизма аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] ETFA кроличья пАт
Примечания/Альясы	EMA; GA2; MADD; FA
Вид	Человек
ID гена (человек)	2108
ID гена	2108
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-333 человеческого ETFA (NP_000117.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13804
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим