

Кроличья Поликлональная Антитела Против Etfb Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P38117

Артикул: CM0022550



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ETFB, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA, с реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально подходят для исследования митохондриального переноса электронов, окисления жирных кислот и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ETFB (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	MADD; FP585; ETFB
Вид	Человек
GeneID	2109
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-230 человеческого ETFB (NP_001976.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P38117
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом