

Моноклональное Антитело Anti-Etfdh Для Wb, If, Ihc, Elisa - Q16134

Артикул: CM0011513

введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против человеческого ETFDH (MADD, ETFQO), подходящее для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживает белок ETFDH человека, мыши и крысы — ключевой фермент в митохондриальном электронном транспорте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] ETFDH кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	MADD; ETFQO
Вид	Человек
GeneID	2110
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-617 человеческого ETFDH (NP_004444.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16134
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Ледяной пакет