

Кроличье Поликлональное Антитело К Etfdh Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q16134

Артикул: CM0030515

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ETFDH (электрон-трансфер-флавопротеин-убихинон оксидоредуктаза), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует человеческий, мышиный, крысиный белок. Для исследовательского использования в исследованиях метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETFDH Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	MADD; ETFQO; ETFDH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2110
ID гена	2110
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 318-617 человеческого ETFDH (NP_004444.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16134
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом