


Поликлональное Антитело Anti-Ethe1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O95571

Артикул: CM0013427



введение

Кроличье pAb к ETHE1 выявляет ETHE1 человека, мыши и крысы. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ETHE1 представляет собой митохондриальную персульфиддиоксигеназу, необходимую для катаболизма сероводорода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ETHE1
Примечания/синонимы	HSCO; YF13H12; ETHE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23474
GeneID	23474
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 8–245 человеческого ETHE1 (NP_055112.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95571
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом