


Поликлональное Антитело Anti-Ets1 Для Wb, If-P, Elisa - P14921

Артикул: CM0015130



введение

Кроличье поликлональное антитело против транскрипционного фактора ETS1 человека, валидированное для WB, IF-P, ELISA и реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения дифференцировки лимфоидных клеток, ангиогенеза и регуляции цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против ETS1
Примечания/синонимы	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2113
GeneID	2113
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 342-441 человеческого ETS1 (NP_005229.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14921
Молекулярная масса белка	50 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом