


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ets1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14921

Артикул: CM0003657



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ETS1 (p54), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения факторов транскрипции, дифференцировки лимфоидных клеток и исследований ангиогенеза. Ссылка: P14921.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETS1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2113
GeneID	2113
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ETS1 (P14921).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14921
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом