

Поликлональное Антитело Anti-Ets2 Для Wb, Elisa — P15036

Артикул: CM0020622



введение

Кроличье поликлональное антитело к ETS2 получено в кролике против внутреннего пептида человеческого ETS2. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ETS2
Примечания/синонимы	ETS2IT1; ETS2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2114
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–400 человеческого ETS2 (NP_005230.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P15036
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент