

Поликлональное Антитело Против Ets2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P15036

Артикул: CM0030212



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ETS2, подходит для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и изучения рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETS2 кроличье поликлональное АТ
Примечания/Алиасы	ETS2IT1; ETS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2114
ID гена	2114
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 76-170 человеческого ETS2 (NP_005230.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15036
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с❄️