


Моноклональное Антитело Против Etv1 Для Вб, Ип, Ифа, Chip - P50549

Артикул: CM0005177



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ETV1 (ER81), валидировано для ВБ, ИП, ИФА и иммунопреципитации хроматина (ChIP). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Подходит для исследований факторов транскрипции и в онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КП] ETV1 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синоним	ER81
Вид	Человек
GeneID (человек)	2115
GeneID	2115
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ETV1 (NP_004947.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50549
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодовый пакет