


## Поликлональные Антитела Против Etv1 Для IHC-P, IF/ICC, Elisa - P50549

Артикул: CM0013512



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к ETV1, валидированные для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для изучения транскрипционной регуляции ETV1, нейродифференцировки и биологии рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ETV1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | ER81; ETV1                                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)         | 2115                                                                                                                               |
| ID гена                   | 2115                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-300 человеческого ETV1 (NP_004947.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | P50549                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 55кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                                                |