


Кроличья Поликлональная Антитела Против Etv1/Er81 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50549

Артикул: CM0025109



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому ETV1/ER81. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным образцам. Подходят для изучения транскрипции, нейрональной дифференцировки и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETV1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ER81; ETV1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2115
ID гена	2115
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ETV1 (NP_004947.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50549
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом