

Поликлональные Антитела Против Etv4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P43268

Артикул: CM0013898



введение

Кроличьи поликлональные антитела CamelBio против человеческого ETV4 (E1AF/PEA3) для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения транскрипции и нейрогенеза, поддерживают исследования дифференцировки моторных нейронов и кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETV4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2118
GeneID	2118
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 79-178 человеческого ETV4 (NP_001977.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P43268
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом