

## Поликлональное Антитело Anti-Etv5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P41161

Артикул: CM0022628



### введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-ETV5 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознаёт белок ETV5/ERM человека, мыши и крысы (58 кДа), ДНК-связывающий транскрипционный фактор, участвующий в регуляции генов. Предназначено для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb к ETV5                                                                                                          |
| Примечания/синоним        | ERM; ETV5                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 2119                                                                                                                         |
| GeneID                    | 2119                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-510 человеческого ETV5 (P41161). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                        |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                         |
| SWISS                     | P41161                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 58 кДа                                                                                                                       |
| Условия доставки          | Охлаждающий пакет                                                                                                            |