

Поликлональные Антитела Против Etv6 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P41212

Артикул: CM0022680



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ETV6 (TEL) для WB, IHC-P, ELISA. Валидированы для образцов человека, мыши и крысы. ETV6 является транскрипционным репрессором, участвующим в гемопоэзе и злокачественной трансформации. Идеально подходит для исследований в области онкологии и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	ETV6 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TEL; THC5; TEL/ABL; ETV6
Вид	Человек
ID гена (человек)	2120
ID гена	2120
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ETV6 (NP_001978.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41212
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С холодильным элементом