

Поликлональное Антитело Кролика Против Etv6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P41212

Артикул: CM0016566



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ETV6 (TEL), репрессор транскрипции, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком; 53 кДа. Идеально для исследований гемопоэза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к ETV6, кролик (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	TEL, THCS, TEL/ABL, ETV6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2120
ID гена	2120
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ETV6 (NP_001978.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41212
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом