


Поликлональные Антитела Против Etv7 Для Wb, Elisa - Q9Y603

Артикул: CM0026032



введение

ETV7 Rabbit pAb — это поликлональные антитела для обнаружения человеческого ETV7 в методах WB и ELISA. Валидированы для исследовательских целей, нацелены на фактор транскрипции ETV7, участвующий в регуляции генов кроветворения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETV7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51513
GeneID	51513
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого ETV7 (NP_057219.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y603
Molecular Weight	39kDa
Доставка	Сумка со льдом