

Поликлональные Антитела Против Eva1A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9H8M9

Артикул: CM0027882

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого EVA1A (FAM176A/TMEM166) для WB, IHC-P, ELISA. Регулируют аутофагию и апоптоз. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EVA1A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAM176A; TMEM166; EVA1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84141
GeneID	84141
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-152 человеческого EVA1A (NP_115557.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H8M9
Молекулярная масса белка	17кДа
Доставка	В ледяном пакете