

Кроличье Моноклональные Антитела Против Exoc2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Kp1

Артикул: CM0007095

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела к человеческому белку EXOC2 (компонент 2 экзоцистного комплекса, Sec5). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для изучения экзоцитоза и мембранного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к EXOC2
Примечания/Алиасы	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55770
ID гена	55770
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96KP1
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом