

Моноклональное Антитело Против Ехос3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60645

Артикул: CM0003251

введение

Кроличье моноклональное антитело EXOC3 (O60645) — это валидированное моноклональное антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Исследуйте опосредуемый экзоцитозным комплексом докинг везикул и секрецию в клеточном транспорте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело EXOC3
Примечания/Альтернативные названия	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Вид	Человек
GeneID	11336 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 650-745 белка EXOC3 человека (O60645)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60645
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом