

Поликлональное Антитело Против Exoc4 Для Вб И Ифа - Q96A65

Артикул: CM0013048



введение

Кроличье поликлональное антитело против EXOC4, валидированное для вестерн-блота и ИФА. Направлено против компонента экзоцитного комплекса Sec8 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования экзоцитоза и транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOC4 Кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	60412
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого EXOC4 (NP_068579.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96A65
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Айс-пакет