

Кроличья Поликлональная Антитела Против Exoc5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 000471

Артикул: CM0029421

введение

Данные кроличьи поликлональные антитела нацелены на человеческий белок EXOC5, ключевой компонент экзоцистного комплекса. Они валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА и перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белками, что делает их пригодными для изучения докинга секреторных везикул и секреции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOC5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SEC10, HSEC10, SEC10P, PRO1912, SEC10L1, EXOC5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10640
ID гена	10640
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-610 человеческого белка EXOC5 (NP_006535.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00471
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом