


Поликлональные Антитела Против Exosc10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01780

Артикул: CM0023895



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому EXOSC10, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлены против компонента РНК-экзосомы, участвующего в процессинге РНК, репарации ДНК и функционировании иммунных клеток. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOSC10 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	p2; p3; p4; RRP6; PMSCL; Rrp6p; PM-Scl; PMSCL2; PM/Scl-100; EXOSC10
Вид	Человек
ID гена	5394
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 586-885 человеческого EXOSC10 (NP_001001998.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01780
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Холодовой пакет