

Поликлональное Антитело К Exosc2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q13868

Артикул: CM0014200



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого EXOSC2, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на компонент экзосомного комплекса, участвующий в процессинге и деградации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOSC2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23404
GeneID	23404
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13868
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом