

Кроличья Поликлональная Антитело Против Exosc3 Для Wb, Elisa - Q9Nqt5

Артикул: CM0013923



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против EXOSC3 (RRP40/p10) — основного компонента РНК-экзосомы. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования метаболизма РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	EXOSC3 Кроличье pAb
Примечания/псевдонимы	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
Вид	Человек
GeneID (человек)	51010
GeneID	51010
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-275 человеческого EXOSC3 (NP_057126.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQY5
Молекулярная масса белка	30кДа
Доставка	Холодовой пакет