

Моноклональное Антитело Против Exosc7 Для Wb, Elisa - Q15024

Артикул: CM0003207



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого EXOSC7 (Q15024), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный EXOSC7, некаталитическую субъединицу экзосомного комплекса РНК. Идеально подходит для исследований процессинга и деградации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против EXOSC7
Примечания/Псевдоним	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23016
GeneID	23016
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого EXOSC7 (Q15024))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15024
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом