

Поликлональные Антитела Против Exosc7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15024

Артикул: CM0027695



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого EXOSC7 (RRP42), предназначенные для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидированы для образцов человека, мыши и крысы. Таргетный белок является некаталитическим компонентом комплекса РНК-эксосомы, участвующего в процессинге и деградации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOSC7 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Вид	Человек
ID гена (человек)	23016
ID гена	23016
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-291 человеческого EXOSC7 (NP_055819.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15024
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодовой пакет