

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Exosc8 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q96B26

Артикул: CM0030470



введение

Кроличьи поликлональные антитела против EXOSC8, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлены на компонент экзосомы RRP43, который участвует в процессинге и деградации РНК. Идеально подходит для исследования образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOSC8 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA421P11.3; EXOSC8
Вид	Человек
ID гена (человек)	11340
ID гена	11340
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-276 человеческого EXOSC8 (NP_852480.1).
Происхождение	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96B26
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Хладоэлемент