

Кроличье Моноклональное Антитело Против Экспортина 2 (Хро2) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P55060

Артикул: CM0002332

введение

Кроличье моноклональное антитело против Экспортина 2 (XPO2/CSE1L), подходящее для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Это антитело распознает белок Экспортин 2 человека и мыши (110 кДа) и является важным инструментом для изучения механизмов нуклеоцитоплазматического транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Экспортин 2 (XPO2) кроличье мкАт
Примечания/синонимы	CAS; CSE1; XPO2; Exportin 2 (XPO2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	1434
ID гена	1434
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 872-971 человеческого Экспортина 2 (XPO2) (P55060)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P55060
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодильный пакет