


Поликлональное Антитело Против Экспортина 5 (Хро5) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Ицх (If/Icc), Иммунопреципитации (Ip), Ифа (Elisa) - Q9Hav4

Артикул: CM0028394



введение

Кроличье поликлональное антитело к Экспортину 5 (XPO5), подходящее для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши, крысы. 136 кДа, иммуноген а.о. 925-1204. Критически важно для ядерного экспорта miRNA и двуцепочечной РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Экспортину 5 (XPO5)
Примечания/Альтернативные названия	exp5; Экспортин 5 (XPO5)
Вид	Человек
GeneID (человек)	57510
GeneID	57510
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 925-1204 человеческого Экспортина 5 (NP_065801.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9HAV4
Молекулярная масса белка	136 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом