


Кроличье Моноклональное Антитело К Exportin 5 (Xpo5) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Hav4

Артикул: CM0011658



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Exportin 5 (XPO5). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения ядерного экспорта и биологии микроРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Exportin 5 (XPO5)
Примечания/алиас	exp5; Exportin 5 (XPO5)
Вид	Человек
GeneID (человек)	57510
GeneID	57510
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–200 человеческого Exportin 5 (XPO5) (Q9HAV4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HAV4
Молекулярная масса белка	136 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом