

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Exportin-6 (Xpo6) Для Wb И Elisa — Q96Qu8

Артикул: CM0015690

введение

Кроличье поликлональное антитело против XPO6 выявляет Exportin-6 в образцах человека и мыши с помощью WB и ELISA. Идеально подходит для исследований ядерного транспорта и динамики актина. Поликлональное антитело получено против рекомбинантного фрагмента человеческого XPO6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против XPO6
Примечания/синонимы	EXP6; RANBP20; XPO6
Вид	Человек
GeneID (человек)	23214
GeneID	23214
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-530 человеческого XPO6 (NP_055986.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96QU8
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет