

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ext1 Для Wb, Elisa — Q16394

Артикул: CM0021585



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого экзостозина-1 (EXT1), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с крысой. Идеально подходит для изучения биосинтеза гепарансульфата и наследственных множественных экзостозов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXT1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2131
Идентификатор гена	2131
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого EXT1 (NP_000118.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q16394
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом