

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ext1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16394

Артикул: CM0020396



введение

Поликлональное антитело кролика EXT1 (pAb) для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на экзостозин-1 — субъединицу сополимера гепарансульфата, критически важную для удлинения гликана и поддержания гомеостаза внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXT1 pAb кролика
Примечания/синонимы	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2131
GeneID	2131
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 467–746 человеческого EXT1 (NP_000118.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16394
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Хладагент