

Поликлональные Антитела Против Ext2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q93063

Артикул: CM0022382



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого EXT2 (экзостозин-2), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований биосинтеза гепарансульфата и множественных экзостозов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против EXT2
Примечания/Псевдоним	SOTV; SSMS; EXT2
Вид	Человек
ID Gene	2132
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-340 человеческого EXT2 (NP_000392.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93063
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка со льдом