

## Поликлональное Антитело Кролика Против Eya1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99502

Артикул: CM0030530

### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на EYA1, коактиватор транскрипции и фосфатазу, участвующую в репарации ДНК и органогенезе. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело кролика против EYA1                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | BOP; BOR; BOS1; OFC1; EYA1                                                                                               |
| Вид                                | Человек                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)                  | 2138                                                                                                                     |
| ID гена                            | 2138                                                                                                                     |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 белка EYA1 человека (NP_000494.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                     |
| SWISS                              | Q99502                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка           | 65 кДа                                                                                                                   |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                        |