


Анти-Eya3 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99504

Артикул: CM0030518



введение

Анти-EYA3 поликлональные антитела кролика, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на протеинфосфатазу EYA3, ключевой регулятор репарации ДНК и транскрипции. Подходят для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EYA3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EYA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2140
GeneID	2140
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого EYA3 (NP_001981.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99504
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом