


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Eya3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q99504

Артикул: CM0017712



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой фосфатазы EYA3 (UniProt Q99504). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Подтвержденная перекрестная реактивность с крысой. Идеально подходят для изучения путей репарации повреждений ДНК, регуляции транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EYA3 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	EYA3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2140
ID гена	2140
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого EYA3 (NP_001981.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q99504
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом