


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Ezh2/Kmt6 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15910

Артикул: CM0016830



введение

Поликлональное антитело, нацеленное на человеческий EZH2/KMT6 (aa 1-250). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с человеческими и мышиными образцами. Подходит для эпигенетических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EZH2/KMT6 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Вид	Человек
ID гена (человек)	2146
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого EZH2/KMT6 (NP_001190176.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15910
Молекулярная масса белка	85кДа
Доставка	Хладоэлемент