


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ezh2/Kmt6 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q15910

Артикул: CM0019659



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против EZH2/KMT6 (UniProt Q15910), подходящее для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный EZH2, ключевую гистонметилтрансферазу, участвующую в транскрипционной репрессии и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EZH2/KMT6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Вид	Человек
GeneID (человек)	2146
GeneID	2146
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 158-261 EZH2/KMT6 (NP_001190176.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15910
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом